

使用氧气瓶的常见问题



很多用户在使用医用氧气瓶的过程中，由于对医用氧气表的构造和气体的特性不了解会提出一些问题，我们把这些问题汇总在一起进行解答，希望能帮助您更好的使用医用氧气和氧气瓶。如果您还有其他问题请告诉我们我们会为您解答。

1.我把氧气瓶上的总开关关严了，可是湿化瓶里还会有气泡冒出来，是不是氧气瓶漏气啊？

您的在关上氧气瓶阀之后，由于医用氧气表构造上的原因，在氧气表中还有一些剩余的氧气存在，关上开关后湿化瓶中还会冒一段时间的气泡，等压力表的指针指向零以后，冒泡的现象就会停止，如果还有比较多的气泡冒出的话说明总开关没有关严，请好好检察。

2.氧气瓶的总开关关上了，压力表的压力也显示为0了，怎么有时候还是有少许的气泡出来呢？

这种情况不是氧气瓶漏气，而是医用氧气表的减压机构中总有一些释放不出来的压力（很小）当遇到震动、温度变化之类的外来影响的时候，会释放出来一些。可以放心使用。

3. 气瓶的水压检测（俗称：打水压）是怎么一回事啊，不打不行吗？

其实正规厂家生产的医用氧气瓶安全性是非常高的。但是由于医用氧气瓶是高压容器，瓶体长期处于上百个大气压的压力状态，所以个别钢瓶会出现耐压强度降低的情况，而使氧气瓶的安全性降低。水压检测是以水为压力介质，对医用氧气瓶施加使用压力（15MPa）的 1.5 倍（22.5MPa）压力进行压力安全测试。所以说水压检测就像买保险一样，防止的是万一出现的风险

4. 我不关氧气瓶的总开关开关，而用流量调节开关来控制行不行呢？

这样是不好的。流量调节开关是为了调节流量设计的，用它来做开关用会缩短氧气表的寿命，同时还有可能发生氧气的泄漏

5. 流量开关开的小了没有氧气出来 使用上常见的问题，很多用户觉得没有风吹动的感觉就不叫吸氧，这是一个误区。我们日常呼吸的空气中本身就有不到 20% 的氧气存在，吸氧的目的是为了提高空气中的含氧量

